

CA NOVA
CA EVO
CA CLASSIC
HP



CS Instrukce pro použití

Další jazyky dostupné na
<https://dental.bienair.com/IFU>

CE
0123

Pouze Rx

Obj. č. 2100294-0005/2021.05

Dodaná sada (Obj. č.) CA 1:5



CA NOVA 1:5L 1601139-001 CA NOVA 1:5L MS 1601138-001 CA 1:5 L EVO15 1600941-001 CA 1:5 L EVO15 MS 1600940-001 CA 1:5 L 1600386-001 CA 1:5 1600325-001 CA 1:5 L MS 1600690-001

Dodaná sada (Obj. č.) CA 1:1



CA NOVA 1:1L 1601137-001 CA NOVA 1:1L MS 1601136-001 CA 1:1 L EVO15 1600939-001 CA 1:1 L EVO15 MS 1600938-001 CA 1:1 L 1600384-001 CA 1:1 1600424-001 CA 1:1 L MS 1600691-001


Dodaná sada (Obj. č.) CA 1:1

Dodaná sada (Obj. č.) CA 1:1



CA 10:1 L 1600385-001 CA 10:1 1600425-001 HP 1:1 1600383-001 HP 1:1 MS 1600693-001

Volitelné příslušenství (Obj. č.)



1600036-006

1600064-006



















Obsah

1 Symboly	4	6.6 Balení a skladování	18
1.1 Popis používaných symbolů	4	6.7 Servis	18
2 Identifikace přístroje a stanovené použití	5	7 Přeprava a likvidace	18
2.1 Identifikace.....	5	7.1 Přeprava	18
2.2 Klasifikace	6	7.2 Likvidace	18
2.3 Předpokládané použití.....	6	8 Obecné informace	19
3 Opatření pro použití	7	8.1 Záruční podmínky	19
4 Popis	8	8.2 Objednací čísla	19
4.1 Přehled	8	8.2.1 Dodaná sestava	19
4.2 Technické údaje	9	8.2.2 Volitelná sestava	19
5 Zárok	11		
5.1 Výměna vrtáku	11		
6 Čištění a servis	13		
6.1 Údržba - obecní informace	13		
6.1.1 Instrukce pro údržbu	13		
6.1.2 Vhodné produkty pro údržbu	13		
6.2 Čištění	14		
6.3 Dezinfekce	15		
6.3.1 Manuální dezinfekce	15		
6.3.2 Automatická dezinfekce	15		
6.4 Promazání	17		
6.4.1 Kontrola čistoty	17		
6.4.2 Naolejování	17		
6.5 Sterilizace	17		
6.5.1 Postup	17		

CS INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

1 Symboly

1.1 Popis používaných symbolů

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Výrobce.	 REF	Objednací číslo.
	Označení CE s číslem pověřené instituce.	 SN	Sériové číslo.
	VAROVÁNÍ: nebezpečí, které by mohlo mít za následek vážné zranění nebo poškození zařízení, pokud nebudou správně dodržovány bezpečnostní pokyny.	 MD	Zdravotnické zařízení.
	UPOZORNĚNÍ: nebezpečí, které by mohlo mít za následek lehké nebo středně těžké zranění nebo poškození zařízení, pokud nebudou správně dodržovány bezpečnostní pokyny.		Symbol pro recyklaci.
	Používejte gumové rukavice.		Osvětlení.
	Termodezinfekční.	 135°C	Sterilizovatelné do předepsané teploty.
	Pohyb v uvedeném směru.		Pohyb na doraz v uvedeném směru.
	Pohyb tam a zpět.		Jakmile ucítíte první mechanický odpor, utáhněte na doraz ve vyznačeném směru.
Rx Only	Varování: v souladu s federálními zákony (USA) je toto zařízení k prodeji pouze na doporučení akreditovaného odborníka.		Prostudujte si doprovodné dokumenty.
	Data Matrix kód pro informace o produktech včetně UDI (unikátní identifikace zařízení).		

2 Identifikace přístroje a stanovené použití

2.1 Identifikace

Zdravotnické zařízení vyrobené společností Bien-Air Dental SA.

Typ

Dentální kolénkový násadec (CA), se zajištěním vrtáku pomocí tlačítka, s osvětlením nebo bez něj, s vnitřními, smíšenými nebo oddělenými spreji. Dentální násadce (HP) se zajišťovacím kroužkem a bez osvětlení.

Pro typ vašeho násadce viz níže uvedenou tabulku.

Převod	Kolénkový násadec	Osvětlení		Sprej			Délka	
		S	Bez	4 spreje	3 separátní spreje	1 separátní sprej	Standardní	Microseries
•	CA NOVA 1:5L	•		•			•	
•	CA NOVA 1:5L MS	•		•				•
•	CA 1:5 L EVO15	•		•			•	
•	CA 1:5 L EVO15 MICRO-SERIES	•		•				•
•	CA 1:5 L	•			•		•	
•	CA 1:5		•		•		•	
•	CA 1:5 L MICRO-SERIES	•			•			•
•	CA NOVA 1:1L	•				•	•	
•	CA NOVA 1:1L MS	•				•		•
•	CA 1:1 L EVO15	•		•			•	
•	CA 1:1 L EVO15 MICRO-SERIES	•		•				•
•	CA 1:1 L	•			•		•	
•	CA 1:1		•		•		•	
•	CA 1:1 L MICRO-SERIES	•			•			•
•	CA 10:1 L	•			•		•	
•	CA 10:1		•		•		•	
•	HP 1:1		•			•	•	
•	HP 1:1 MICRO-SERIES		•			•		•

2.2 Klasifikace

Třída IIa podle evropské směrnice 93/42/ EHS týkající se zdravotnických prostředků. Tyto zdravotnické prostředky jsou v souladu s platnými právními předpisy.

2.3 Předpokládané použití

Výrobky určené pouze pro profesionální použití.

Používá se v obecné stomatologii:

- NOVA 1:1L, EVO15 1:1, CA 1:1 a CA 10:1 pro profylaxi, resortaci a endodoncii,
- NOVA 1:5L, EVO15 1:5, CA 1:5 a HP 1:1 pro resortaci.

⚠ VAROVÁNÍ

Veškeré používání neodpovídající předepsanému způsobu použití přístroje je zakázáno a může být nebezpečné.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento nástroj nesmí být používán v případě otevřených ran, zraněných měkkých tkání nebo čerstvě provedených extrakcí. Odváděný vzduch by totiž mohl do ran vehnat infekční látky a způsobit infekce a riziko embolie.

3 Opatření pro použití

Toto lékařské vybavení musí být používáno kompetentní osobou a bezpodmínečně s dodržением platných právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce, hygienických opatření a prevence nehod, včetně dodržování těchto instrukcí pro používání.

Co se týče tohoto vybavení, je uživatel povinen používat pouze nástroje v perfektním a funkčním stavu.

V případě nesprávné funkce, nadměrných vibrací, nezvyklého zahřívání nebo jiných znaků poukazujících na špatnou funkci přístroje musí být práce s ním okamžitě přerušena.

V tomto případě se obraťte na autorizovaný servis Bien-Air Dental SA.

VAROVÁNÍ

Zdravotnický personál, zacházející s kontaminovanými nebo potenciálně kontaminovanými lékařskými nástroji, musí dodržovat všeobecně platné pokyny, obzvláště co se týče nošení prostředků osobní ochrany (rukavice, brýle apod.). Se špičatými nebo řeznými nástroji je nutno manipulovat s krajní opatrností.

VAROVÁNÍ

Přebytky prostředků pro údržbu (mazivo, čisticí a dezinfekční přípravky) původem z kolénkového násadce mohou proniknout do elektromotoru s kartáčky a narušit jeho funkci.

Povinně dodržujte podmínky údržby pro každý výrobek.


VAROVÁNÍ

Pro zaručení dlouhé životnosti nástroje je nutné používat suchý a vycištěný stlačený vzduch.

Udržujte kvalitu vzduchu a vody pravidelnou údržbou kompresoru a filtračních systémů. Použití nefiltrované tvrdé vody povede k časnému zablokování trubek, konektorů a postřikovacích kuželů.

Poznámka: Technické specifikace, ilustrace a rozměry obsažené v těchto instrukcích mají pouze orientační charakter. Nemohou být předmětem žádné reklamace.

Pro veškeré další informace laskavě kontaktujte Bien-Air Dental SA na adrese uvedené na zadní straně obalu.



OBR. 1

4 Popis

4.1 Přehled

OBR. 1


- (1) Připojení mikromotoru
- (2) Vystup osvětlení
- (3) Vrták (není součástí dodávky)
- (4) Převodový poměr
- (5) Tlačítko se systémem zajištění vrtáku

4.2 Technické údaje

Kolénko	1:1	1:5	10:1
Standardní spojka		ISO 3964*	
Převodový poměr	Přímý, modrá	Zvyšování rychlosti, červená	Snižování rychlosti, zelená
Rychlost motoru		40 000 ot./min max.	
Rychlost rotace	40 000 ot./min max.	200 000 ot./min max.	4 000 ot./min max.
Typický provozní moment	3 Ncm	1 Ncm	3 Ncm
Doporučená spotřeba chladicího vzduchu (na nosu motoru)		8 - 10 NI/min	
Tlak chladicího vzduchu		250 - 490 kPa**	
Proud stříkající vody při 200 kPa		Min. 60 ml/min**	
Proud stříkajícího vzduchu při 200 kPa		Min. 2 NI/min**	
Doporučený tlak stříkající vody (pro optimální chladicí mlhu)		100 - 200 kPa	
Doporučený tlak stříkajícího vzduchu (pro optimální chladicí mlhu)		200 - 400 kPa	


*CA NOVA 1:5L MS, CA NOVA 1:1L MS, CA 1:5 L EVO15 MICRO-SERIES, CA 1:1 L EVO15 MICRO-SERIES, CA 1:5 L MICRO-SERIES, CA 1:1 L MICRO-SERIES and HP 1:1 MICRO-SERIES lze provozovat pouze na zubních mikromotorech s ISO spojkou o délce maximálně 23 mm.

**Vybaveno např. s MX2 mikromotorem.



*Length = délka; Diameter = průměr

OBR. 2



OBR. 3

Skličidlo



Označení	Obj. č.	ISO 1797-1	ISO 6360-1
CA 1:1	1600384-001	Průměr hřídele 2,35 mm typ 1 (OBR. 2).	Max. délka 22 mm kód 4 (max. průměr 3 mm u hlavičky vrtáku).
	1600424-001		
	1600691-001		
	1600938-001		
	1600939-001		
	1601136-001		
CA 10:1	1601385-001	Průměr hřídele 2,35 mm typ 1 (OBR. 2).	Max. délka 22 mm kód 4 (max. průměr 3 mm u hlavičky vrtáku).
	1600425-001		
CA 1:5	1600325-001	Průměr hřídele 1,60 mm typ 3 (OBR. 3).	Max. délka 21 mm kód 4-5 CA 1:5 (max. průměr 2 mm u hlavičky vrtáku).
	1600386-001		
	1600690-001		
	1600940-001		
	1600941-001		
CA 1:5 Nova	1601138-001	Průměr hřídele 1,60 mm typ 3 (OBR. 3).	Max. délka 25 mm kód 4-5-6* (max. průměr 2 mm u hlavičky vrtáku).
	1601139-001		
HP 1:1	1600383-001	Průměr hřídele 2,35 mm typ 2 (OBR. 3).	Max. délka 44,5 mm kód 4 (max. průměr 4 mm u hlavičky vrtáku).
	1600693-001		

*Intenzivní používání vrtáků s kódem 6 může urychlit opotřebení zařízení.

⚠ VAROVÁNÍ

Dodržujte pokyny pro použití podle pokynů výrobce vrtáků.

Nikdy nepoužívejte vrták, pokud hřídel nevyhovuje, protože existuje riziko, že se během zákroku může uvolnit a zranit lékaře, pacienta nebo třetí strany.



5 Zákrok

5.1 Výměna vrtáku

Kolénkové násadce

OBR. 4

Stiskněte tlačítko zajištění vrtáku.

1. Stiskněte tlačítko a současně potáhněte vrták.
2. Stiskněte tlačítko, vložte nový vrták až na doraz a povolte tlačítko. Při CA 1:1 a CA 10:1 při stisknutí tlačítka vložte a otáčejte vrták směrem dovnitř, dokud zcela nezapadne.
3. Jemným zatlačením a zatáhnutím zkontrolujte, zda se vrták volně otáčí a zda je zajištěna.

HP 1:1

OBR. 5

1. Otočte pouzdem a vyberte vrták.
2. Zcela vložte vrták do systému sklíčidla. Zajištěte mechanismus výměny vrtáku úplným otočením pouzdra. Vrták je plně dotažen pouze tehdy, pokud je vynucen počáteční mechanický odpor a pouzdro sedí na doraz.
3. Jemným zatlačením a zatáhnutím zkontrolujte, zda se vrták volně otáčí a zda je zajištěna.



UPOZORNĚNÍ

Nikdy nenasazujte nebo neodstraňujte žádné vybavení na rotující mikromotor.

VAROVÁNÍ

Nedotýkejte se vrtáku, dokud se otáčí.

VAROVÁNÍ

Nikdy nestiskněte tlačítko, když je CA v provozu.
Nikdy neotáčejte zajišťovacím kroužkem, když je HP v provozu.

UPOZORNĚNÍ

Vždy zkontrolujte, zda je vrták zcela zasunut až na doraz a volně se otáčí. Pokud je zablokován, obraťte se na svého obvyklého dodavatele nebo Bien-Air Dental SA.

VAROVÁNÍ

Vždy zajistěte, aby byl přívod chladicí kapaliny dostačující a adekvátní. Nedodržení tohoto doporučení může mít za následek přehřátí a následné poškození výrobku.

UPOZORNĚNÍ

Vždy zajistěte, aby stříkací otvory nebyli blokovány.

VAROVÁNÍ

Nikdy se nedotýkejte měkké tkáně hlavou násadce. Nesprávné používání zařízení může vést k popáleninám nebo zraněním.

6 Čištění a servis

6.1 Údržba - obecní informace

VAROVÁNÍ

Tento přístroj se dodává nesterilní.


Vyčistěte, promažte a sterilizujte přístroj vždy před použitím na dalším pacientovi.

6.1.1 Instrukce pro údržbu

- Před prvním použitím a nejdříve 30 minut po každém dalším použití přístroj vyčistěte, dezinfikujte a promažte, poté jej sterilizujte. Dodržování tohoto postupu se odstraní zbytky krve, slin nebo solného roztoku a zabrání seablokování pohonného systému.
- Používejte pouze originální produkty a součásti pro údržbu Bien-Air Dental SA nebo ty, které doporučuje Bien-Air Dental SA. Vhodné výrobky pro údržbu najdete v části 6.1.2 Vhodné produkty pro údržbu. Použití jiných produktů nebo dílů může během provozu způsobit závady funkčnosti a/nebo zrušení platnosti záruky.

UPOZORNĚNÍ

- Proveďte čištění a sterilizaci bez vrtáku v upínacím mechanismu.
- Používejte prostředky s pH 8-11, které nejsou korozivní a neobsahují chlor nebo aceton a/nebo aldehydy.
- Neponořujte do fyziologické kapaliny (Na-Cl) ani nepoužívejte fyziologický roztok dokud přístroj nelze vyčistit.
- Čistěte pomocí ručního čištění nebo zvolte automatické čištění/dezinfekce (ne ultrazvukové).

- Do mycího nebo dezinfekčního autoklávu lze vkládat pouze přístroje označené piktogramem:
.
- Jako u všech přístrojů, po každém sterilizačním cyklu, včetně sušení, vyjměte zařízení, abyste zabránili nadměrnému vystavení teplu, které může mít za následek korozi.
- Používejte pouze dynamické sterilizátory: nepoužívejte parní sterilizátor se systémem gravitačního vytlačení.

6.1.2 Vhodné produkty pro údržbu

Předběžné čištění

- Pokud místní voda má pH 6,5-8,5 a obsah chloridů pod 100 mg/l, použijte ji. Pokud místní voda tyto požadavky nespĺňuje, použijte demineralizovanou (deionizovanou) vodu.

Ruční čištění:

- Spraynet.

Ruční dezinfekce:

- Alkalický čistič nebo dezinfekční prostředek (pH 8-11) doporučený k čištění a dezinfekce zubních nebo chirurgických přístrojů. Dezinfekční přípravky složený buď z didecyldimethylamonochloridu, kvartérního uhličitánu amonného nebo neutrální enzymatický produkt (např. Neodisher® mediclean) jsou také přípustné.

Automatické čištění/dezinfekce:

- Použijte zásaditý produkt doporučen k čištění v mycím a dezinfekčním zařízení pro zubní nebo chirurgické přístroje (pH 8-11).



6.2 Čištění

Příprava

1. Odpojte přístroj od motoru a vyjměte vrták (**OBR. 4** krok 1).

UPOZORNĚNÍ

V případě silného zanesení vyčistěte vnější část zařízení pomocí dezinfekčních vlhčených ubrousků.

Dodržujte pokyny výrobce.

Odstranění nečistot/usazenin

1. Vyčistěte vnější i vnitřní část zařízení pod tekoucí vodou při 15 °C - 38 °C za předpokladu, že místní voda z vodovodu má pH v rozmezí 6,5 - 8,5 a obsah chloridů pod 100 mg/l. Pokud místní voda z vodovodu tyto požadavky nesplňuje, použijte místo toho demineralizovanou (deionizovanou) vodu.



OBR. 6

6.3 Dezinfekce

6.3.1 Manuální dezinfekce

1. Ponořte zařízení do lázně obsahující dezinfekční přípravek (např. didecyldimethylamoniumchlorid, kvartérní uhlíčitán amonný nebo neutrální enzymatický produkt, což jsou povolená chemická činidla). Dodržujte koncentraci a dobu trvání doporučenou výrobcem dezinfekčního přípravku.

2. Očistěte zařízení hladkým, flexibilním kartáčem (např. kartáček na zuby s měkkými štětinami). **NEPOUŽÍVEJTE** drátěný kartáč.

3. **VOLITELNĚ:** proveďte dodatečné čištění a dezinfekci vnějších povrchů netkanými ubrousky napuštěnými dezinfekčním přípravkem (např. didecyldimethylamoniumchloridem).

4. Zařízení dvakrát opláchněte tekoucí vodou z vodovodu (15 °C - 38 °C) za předpokladu, že místní voda z vodovodu má pH v rozmezí 6,5 - 8,5 a obsah chloridů pod 100 mg/l. Pokud místní voda z vodovodu tyto požadavky nesplňuje, použijte místo toho demineralizovanou (deionizovanou) vodu.

5. Po výběru příslušné trysky nastříkejte do přístroje Spraynet (OBR. 6).

6. Vnější povrchy osušte sterilními netkanými obklady (textilie s podsívkou).

6.3.2 Automatická dezinfekce

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pouze pro přístroje s piktogramem

POZNÁMKA: Automatická dezinfekce/čištění může nahradit předchozí kroky 4 až 6, ale není nutná k získání řádného čištění a dezinfekce zařízení, pokud jsou kroky 1 až 3 správně a včas realizovány.

Mycí a dezinfekční autokláv

Proveďte automatické čištění/dezinfekci v dezinfekčním a mycím autoklávu splňujícím podmínky normy ISO 15883-1.

Detergent a mycí cyklus

Použijte enzymatický nebo mírně alkalický detergent předepsaný pro čištění zubních nebo chirurgických nástrojů v mycím a dezinfekčním autoklávu (pH 8-11).

Doporučené specifikace pro cyklus termodezinfekce


Fáze	Parametre
Předčistění	<45 °C ≥ 2 min
Čistění	55 °C - 65 °C ≥ 5 min
Neutralizace	≥ 2 min
Oplachování	Tekoucí studená voda ≤30 °C ≥ 2 min
Dezinfekce	Demineralizovaná voda, 90 °C - 95 °C, 5 - 10 min
Sušení	18 - 22 min

UPOZORNĚNÍ

Nikdy neochlazujte zařízení jejich oplachováním.

UPOZORNĚNÍ

Pokud provedete automatické čišťení/dezinfekce, dodržujte předchozí program pro fáze předčistění, čišťení, neutralizace a oplachování. Pokud má místní voda z vodovodu hodnotu pH mimo rozmezí 6,5-8,5 nebo pokud obsahuje více než 100 mg/l chloridu (Cl-ion), nesušte zařízení uvnitř autoklávy, ale sušte ručně textiliemi s podsívkou.



OBR. 7

6.4 Promazání

6.4.1 Kontrola čistoty

Vizuálně zkontrolujte čistotu nástroje.

V případě potřeby čištění a dezinfekci zopakujte.

6.4.2 Naolejování

Před každou sterilizací nebo nejméně dvakrát denně přístroj promažte. Použijte výhradně sprej Lubrifluid.

OBR. 7

1. Umístěte zařízení do sterilní hadříku pro zachycení přebytečného maziva.
2. Vyberte vhodnou koncovku.
3. Koncovku spreje Lubrifluid vložte do zadní části držáku nástroje.
4. Spusťte sprej na 1 sekundu a očistěte přebytek oleje na vnější části.

6.5 Sterilizace

⚠ VAROVÁNÍ

Kvalita sterilizace značně závisí na čistotě nástroje. Sterilizujte pouze dokonale čisté nástroje. Pro zlepšení účinnosti sterilizace se ujistěte, že je zařízení zcela suché.

⚠ VAROVÁNÍ

Sterilizujte pouze postupem uvedeným dále v textu.

6.5.1 Postup

1. Zabalte zařízení do obalu schváleného pro sterilizaci párou.
2. Sterilizujte pomocí páry podle dynamického cyklu odstraňování vzduchu (ANSI/AAMI ST79, část 2.19), tj. odstranění vzduchu nucenou evakuací (ISO 17665-1, ISO/TS 17665-2), při 135 °C po dobu 3 minut. V jurisdikcích, kde je vyžadována sterilizace prionů, sterilizujte při 135 °C po dobu 18 minut.

Doporučené parametry pro sterilizační cyklus jsou:

- Maximální teplota v autoklávné komoře nepřesahuje 137 °C, tj. nominální teplota autoklávu je nastavena na 134/135/135,5 °C (zohlednění nejistoty sterilizátoru s ohledem na teplotu).

- Maximální doba intervalu při maximální teplotě 137 °C je v souladu s národními požadavky na sterilizaci vlhkým teplem a nepřesahuje 30 minut.

- Absolutní tlak v komoře sterilizátoru je obsažen v intervalu 0,07 bar až 3,17 bar (1 - 46 psia).

- Rychlost změny teploty nepřekračuje 15 °C/min pro zvyšující se teplotu a -35 °C/min pro klesající teplotu.

- Rychlost změny tlaku nepřekračuje 0,45 bar/min (6,6 psia/min) pro zvyšující se tlak a -1,7 bar/min (-25 psia/min) pro snižující se tlak.

- Do vodní páry se nepřidávají žádná chemická ani fyzikální činidla.

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze dynamické cykly odstraňování vzduchu: přetlakové nebo parní tlakové pulzní cykly (SFPP).

6.6 Balení a skladování

Zařízení musí být uskladněno uvnitř sterilizačního sáčku v suchém a bezprašném prostředí. Teplota nesmí překročit 55 °C. Pokud nebude zařízení po sterilizaci používáno 7 a více dní, vyjměte zařízení ze sterilizačního sáčku a uložte jej do původního obalu. Pokud není zařízení skladováno při sterilizaci v sáčku nebo

pokud sáček již není sterilní, před použitím zařízení očistěte, namažte a sterilizujte.

UPOZORNĚNÍ

Pokud byl zdravotnický prostředek před použitím skladován v chladničce, nechte ho před použitím oteplít na pokojovou teplotu.

UPOZORNĚNÍ

Dodržujte datum expirace sterilizačního sáčku, který závisí na skladovacích podmínkách a typu obalu.

6.7 Servis

POZNÁMKA: Bien-Air Dental SA apeluje na uživatele, aby nechávali pravidelně každé tři roky zkontrolovat nebo provést revizi svých dynamických nástrojů.

7 Přeprava a likvidace

7.1 Přeprava

Nejsou vyžadovány žádné zvláštní podmínky přepravy a skladování.

7.2 Likvidace



Likvidace a/nebo recyklace tohoto materiálu musí být prováděna v souladu s platnými právními předpisy.

Toto zařízení musí být recyklováno. Aby se předešlo jakémukoli riziku kontaminace, musí jej uživatel vrátit svému prodejci sterilizovaný nebo kontaktovat autorizovaný orgán za účelem ošetření a obnovy tohoto typu zařízení.

8 Obecné informace

8.1 Záruční podmínky

Bien-Air Dental SA uděluje uživateli záruku vztahující se na všechny funkční poruchy, vady materiálu a výrobní závady.

Délka trvání záruky je 24 měsíců od data vystavení faktury.

V případě oprávněné reklamace společnost Bien-Air Dental SA nebo její pověřený zástupce provede opravu či bezplatnou výměnu produktu.

Ostatní reklamace všeho druhu, zvláště ve formě požadavku na odškodnění, budou zamítnuty.

Společnost Bien-Air Dental SA nenese zodpovědnost za škody, poranění a jejich následky, vyplývající:

- z nadměrného opotřebení,
- z nevhodného používání,
- z nedodržení instrukcí týkajících se použití, montáže a údržby,
- z nezvyklých chemických, elektrických nebo elektrolytických vlivů.

UPOZORNĚNÍ

Záruka pozbývá platnost, pokud škody a jejich následky vyplývají z nevhodných úkonů nebo z úprav přístroje prováděných servisními pracovníky, kteří nejsou autorizováni společností Bien-Air Dental SA.

Žadosti o záruční plnění budou brány v potaz až po předložení výrobku a kopie faktury nebo dodacího listu. Musí zde být jasně uvedeno: datum zakoupení, objednávací číslo položky včetně sériového čísla.

8.2 Objednávací čísla

8.2.1 Dodaná sestava (viz obal)

OBJ. Č.	POPIS	PŘEVOD
1601139-001	CA NOVA 1:5L*	●
1601138-001	CA NOVA 1:5L MS*	●
1600941-001	CA 1:5 L EVO15*	●
1600940-001	CA 1:5 L EVO15 MICRO-SERIES*	●
1600386-001	CA 1:5 L*	●
1600325-001	CA 1:5	●
1600690-001	CA 1:5 L MICRO SERIES*	●
1601137-001	CA NOVA 1:1L*	●
1601136-001	CA NOVA 1:1L MS*	●
1600939-001	CA 1:1 L EVO15*	●
1600938-001	CA 1:1 L EVO15 MICRO-SERIES*	●
1600384-001	CA 1:1 L*	●
1600424-001	CA 1:1	●
1600691-001	CA 1:1 L MICRO-SERIES*	●
1600385-001	CA 10:1 L*	●
1600425-001	CA 10:1	●
1600383-001	HP 1:1	●
1600693-001	HP 1:1 MICRO-SERIES	●

*S osvětlením.

8.2.2 Volitelná výbava (viz obal)

OBJ. Č.	Popis
1600036-006	Spraynet, čistící sprej, 500 ml 6 ks
1600064-006	Lubrifluid, mazací olej, 500 ml 6 ks





Bien-Air Dental SA

Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Švýcarsko

Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91

dental@bienair.com

Další adresy dostupné na

www.bienair.com