



DUO

Kompresor DK50 PLUS s jednou odsávačkou
Sprężarka DK50 PLUS z jednym ssakiem
Компрессор DK50 PLUS с одним вакуумным устройством



DUO 2V

Kompresor DK50 2V s jednou odsávačkou
Sprężarka DK50 2V z jednym ssakiem
Компрессор DK50 2V с одним вакуумным устройством



DUO 2

Kompresor DK50 2V s dvomi odsávačkami
Sprężarka DK50 2V z dwoma ssakami
Компрессор DK50 2V с двумя вакуумными устройствами



- Univerzálne riešenie pre všetky typy stomatologických súprav (s aj bez 24V).
- Uniwersalne rozwiązanie do wszystkich typów unitów stomatologicznych (z sygnałem 24V lub bez niego).
- Универсальное решение для всех типов стоматологических установок (с сигналом 24В пост. тока и без).

Príslušenstvo
Akcesoria
Принадлежности: MD FS REG AOK DS

	DUO	DUO/M	DUO 2V	DUO 2V/M	DUO 2	DUO 2/M
	1	1	1 - 2	1 - 2	2	2
DRYER	-	✓ (MD)	-	✓ (MD)	-	✓ (MD)
BOX	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(6-8bar)	70 l.min ⁻¹ / 6bar (50Hz) 80 l.min ⁻¹ / 6bar (60Hz)	60 l.min ⁻¹ / 6bar (50Hz) 70 l.min ⁻¹ / 6bar (60Hz)	135 l.min ⁻¹ / 6bar	104 l.min ⁻¹ / 6bar	135 l.min ⁻¹ / 6bar	104 l.min ⁻¹ / 6bar
(max)	1100 l.min ⁻¹	1100 l.min ⁻¹	1100 l.min ⁻¹	1100 l.min ⁻¹	2 x 1100 l.min ⁻¹	2 x 1100 l.min ⁻¹
S1-S3	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%
	≤ 47 dB(A) (50Hz) ≤ 50 dB(A) (60Hz)	≤ 47 dB(A) (50Hz) ≤ 50 dB(A) (60Hz)	≤ 51,5 dB(A)	≤ 55 dB(A)	≤ 51,5 dB(A)	≤ 55 dB(A)